

# CAPTEUR RVG



R V G  
S Y S  
T E M

# CAPTEUR RVG

Images haute résolution



L'imagen sen-sor, pratique et productif, devient immédiatement opérationnel. Le capteur capture des **images de haute qualité** en temps réel, reléguant les films radiographiques au passé. Vous obtenez des images instantanées, sans utiliser de film ni de produits chimiques. Il permet de gagner du temps grâce à la transmission rapide des données et à une connexion extrêmement facile. Le capteur RVG facilite la gestion des dossiers dentaires et prolonge leur durée de vie. Le capteur transmet l'image acquise à l'ordinateur, qui l'affiche instantanément à l'écran sans traitement supplémentaire. Par la suite, le logiciel spécifique facilite l'identification des images et permet d'en améliorer l'analyse.

Images numériques haute définition. Facile à installer, à manipuler et à transporter. L'efficacité d'un outil de diagnostic capable d'identifier l'état d'un patient ou les maladies dont il est atteint dépend à la fois de l'expérience des professionnels de la santé et des outils de travail utilisés pour étayer leurs connaissances. Nos capteurs intra-oraux produisent des images parfaites, de qualité supérieure et d'une excellente résolution (20 lp/mm). Ces capteurs intra-oraux exclusifs dotés de la **technologie cmos** sont conçus pour vous aider à simplifier votre travail. Des images de haute résolution avec une exposition minimale à la radiation. Gagnez du temps et de l'espace en utilisant le **capteur rvg** pour l'acquisition d'images.