

**PARTNER**  
**EVO**

**4** 2+2 ANNEES  
**EXTENSION DE GARANTIE**  
**€ 960** TTC

**PROMO PRESTIGE**

- Console Dentiste**
- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
  - Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
  - Dispositif Anti Rétraction Valve aux instruments.
  - Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des instruments en fonction des exigences.
  - Ecran tactile capacitif pour le contrôle de:
    - Mouvement du fauteuil et activation de ses programmes,
    - Allumage et extinction de la lampe scialytique,
    - Remplissage du gobelet et lavage du bassin temporisés,
    - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,
    - Contrôle de toutes les fonctions des instruments.
  - Pose instruments en silicone et poignées de mouvement escamotables et auto lavables.
  - Tablette porte- plateau sur bras articulé.

- Instrumentation**
- Module avec seringue air - eau - spray.
  - Module pour turbine à fibres optiques.
  - Module avec micromoteur électrique pour l'endodontie MX2 Plus Bien Air, équipé d'une lumière LED réglable
  - Detartreur Satelec

- Console Assistante**
- Double bras articulé.
  - 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration pompe à salive.
  - Logement pour instrument supplémentaire.
  - Clavier à membrane pour le contrôle de:
    - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
    - Allumage et extinction lampe scialytique,
    - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
    - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
  - Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

- Partie Crachoir**
- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 180° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
  - Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
  - Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne de crachoir et vanne de sélection intégrés.

- Fauteuil AG04SWP**
- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
  - 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
  - 4 positions programmables.
  - Mouvement du dossier avec Trendelenburg compensé.
  - Tête avec double articulation.
  - Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
  - Kit de stabilité.

- Pédale sans fil multifonctions**
- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
  - Activation spray et chip air.
  - Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
  - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
  - Possibilité de personnaliser les commandes selon les exigences

- Éclairage à LED SW Maia**
- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
  - Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
  - Rotation sur 2 axes



**ÉCLAIRAGE À LED SW MAIA**  
Avec la technologie à LED, l'équilibrage parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l'intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.



VALEUR COMMERCIALE  
**€ 2.160**  
**OFFERT**

**DETARTREUR SATELEC**  
Il permet d'obtenir une puissance diversifiée selon les applications.



Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.

VALEUR COMMERCIALE  
**€ 2.016**  
**OFFERT**

**MOTEUR À INDUCTION POUR L'ENDODONTIE MX2 PLUS BIEN AIR** >>>>

Pour l'endodontie, la chirurgie, l'odontologie conservatrice et la prophylaxie : vitesse de rotation comprise entre 100 et 40 000 tr/min.  
Couple : 3,5 Nw/cm

- Incroyablement petit et extrêmement léger
- Puissance élevée et couple constant
- Équipé d'une lumière LED à intensité lumineuse accrue et à température de couleur optimisée
- Ne nécessite pas d'entretien
- Acier résistant aux chocs
- Commande électronique Logique intelligente, pour une vitesse constante sans vibrations

**Swiss Made GARANTI 3 ANS**

VALEUR COMMERCIALE  
**€ 2.890**  
**OFFERT**

**DÉCOUVREZ LE NOUVEAU MOTEUR À INDUCTION**

**MX2 PLUS**



**Bien Air**



PRIX CATALOGUE **€ 33.264**

PRIX FINAL **€ 20.160**

**84 LOYERS MENSUELS À SEULEMENT € 306\***

**\* TOUS LES PRIX S'ENTENDENT TTC.**  
Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.