

4 2+2 ANNEES
EXTENSION DE GARANTIE
€ 960 TTC

PROMO SMART

- Console Dentiste**
- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
 - Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
 - Dispositif Anti Retraction Valve aux instruments.
 - Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,
 - Contrôle de toutes les fonctions des instruments.
 - Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
 - Pose instruments en silicone.
 - Tablette porte-plateau sur bras articulé.

- Instrumentation**
- Module avec seringue air - eau - spray.
 - Module pour turbine à fibres optiques.
 - Module avec micromoteur à induction MCX LED
 - Detartreur Satelec

- Console Assistante**
- Double bras articulé.
 - 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration pompe à saline.
 - Logement pour instrument supplémentaire.
 - Clavier à membrane pour le contrôle de:
 - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
 - Allumage et extinction lampe scialytique,
 - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.
 - Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

- Partie Crachoir**
- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 180° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
 - Fontaines remplissage de verre et lavage cuvette amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
 - Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne de crachoir et vanne de sélection intégrées.

- Fauteuil AG04SWP**
- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
 - 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
 - 4 positions programmables.
 - Mouvement du dossier avec Trendelenburg compensé.
 - Tête avec double articulation.
 - Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
 - Kit de stabilité.

- Pédale multifonctions**
- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
 - Activation spray et chip air.
 - Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
 - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.

- Eclairage POLARIS LED :**
- Intensité réglable jusqu'à 50000 lux, rotation sur 3 axes
 - Dimensions du pont lumineux 200x80 mm (à la distance de 700 mm)
 - Poignée avec système PLUG&PLAY et pouvant être stérilisée en autoclave



LAMPE LED SWIDENT POLARIS

- Nouveau bras FLOW MOTION
- Tête, articulations et bras en aluminium
- Rotation sur le 3^e axe
- Dimension du point lumineux : 200 x 80 mm (à la distance de 700 mm)
- Intensité lumineuse réglable jusqu'à 50 000 lux
- Poignées détachables et stérilisables
- Alimentation électrique de 12 à 14 Vca
- Made in Italy
- Poignées avec système PLUG&PLAY pour miroir, filtre et lampe pour le détartreur « CORE WHITE » (options)
- 24 mois de garantie



VALEUR COMMERCIALE
€ 2.120
OFFERT

DETARTEUR SATELEC

Il permet d'obtenir une puissance diversifiée selon les applications.



Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.016
OFFERT

MICROMOTEUR À INDUCTION MCX LED BIEN AIR

Micromoteur à induction MCX pour la l'odontologie conservatrice classique, les préparations et la prophylaxie. Éclairage à LED.

- Vitesse de rotation comprise entre 1 000 et 40 000 tr/min.
- Couple : 2,5 Nw/cm.
- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Avec contrôle électronique Smart Logic, pour une puissance constante et précise écarts de tension.



VALEUR COMMERCIALE
€ 2.600
OFFERT



PRIX CATALOGUE € ~~28.314~~

PRIX FINAL € **17.160**

84 LOYERS MENSUELS À SEULEMENT € 260*

* TOUS LES PRIX S'ENTENDENT TTC. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.