

XF

4 2+2 ANNEES
EXTENSION DE GARANTIE
€ 960 TTC

PROMO FLEXIBLE**Cart digital Smart Evo complet avec agencement jusqu'à 5 instruments**

- Clavier PAD avec affichage graphique numérique
- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Rétraction Valve aux instruments.
- Afficheur pour le contrôle de tous les paramètres des instruments en fonction des exigences.
- Mouvement du fauteuil et activation de ses programmes,
 - Allumage et extinction de la lampe scialytique,
 - Remplissage du gobelet et lavage du bassin temporisés.
 - Contrôle de toutes les fonctions des instruments.
- Poignée de mouvement .
- Tablette porte plateau
- PEDAL MULTIFONCTION RHÉOSTAT AVEC ACTIVATION DU SPRAY , VITESSE DES INSTRUMENTS ET MOUVEMENTS DU FAUTEUIL

Instrumentation

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques
- Module avec micromoteur électrique
- NSK NLX PLUS à induction avec contrôle de couples
- Detartreur Satelec.

Fauteuil AG04XF

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés (montée - descente de l'assise, montée - descente du dossier).
- 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelenburg compensé.
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.
- Kit de stabilité.
- UN BRAS AMBIDESTRE fixation arrière fauteuil complet avec :
 - Un KIT Aspiration DUUR prédisposé pour 2 tuyaux d'aspiration avec électrovannes sélectives et vanne de sélection Durr intégré l

Éclairage à LED SW Maia

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes

Bras double avec plateau double fixation support scialytique en OPTION**ÉCLAIRAGE À LED SW MAIA**

Avec la technologie à LED, l'équilibrage parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l'intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.



VALEUR COMMERCIALE
€ 2.160
OFFERT

DETARTREUR SATELEC

Il permet d'obtenir une puissance diversifiée selon les applications.



Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.016
OFFERT

MICROMOTEUR À INDUCTION NSK NLX PLUS

Pour l'endodontie, la chirurgie, l'odontologie conservatrice et la prophylaxie : vitesse de rotation comprise entre 80 et 40 000 tr/min. Couple : 4,0 Nw/cm



- 40 % plus court
 - 33 % plus léger
 - Équipé d'un éclairage à LED réglable
 - Avec contrôle électronique
- Pour une puissance constante et précise sans écarts de tension.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.890
OFFERT

SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.



VALEUR COMMERCIALE
€ 427
OFFERT

PRIX CATALOGUE € ~~33.066~~

PRIX FINAL € **20.040**

84 LOYERS MENSUELS À SEULEMENT € 304*

* TOUS LES PRIX S'ENTENDENT TTC. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.