

XF

4 2+2 ANNEES
EXTENSION DE GARANTIE
€ 960 TTC

PROMO SPECIALIST

Console ortho ambidestre modulaire avec agencement jusqu'à 6 instruments complet avec :

- Un BRAS AMBIDESTRE fixation arrière fauteuil complet avec :
 - Un KIT Aspiration DUUR prédisposé pour 2 tuyaux d'aspiration avec des électrovannes sélectives.

Instrumentation :

- Module avec seringue 3 fonctions
- Module pour turbine avec lumière
- Module avec micro moteur d'induction Bien air MCX LED
- Module avec détartreur SATELEC

- Unit avec Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument
- Dispositif Anti Rétraction Valve aux instruments.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments
- Bouton de signalisation LED pour activer la distribution du spray bouteille et l'eau de ville
- Indicateur LED pour l'inversion du micro moteur
- Indicateur LED pour l'insertion du spray
- Indicateur LED pour la variation de la puissance des instruments sur 5 niveaux
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Tablette porte- plateau
- Safespray

Fauteuil AG04XF

- Fauteuil électromécanique avec accoudeur gauche blanc.
- 4 mouvements guidés et 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelenburg compensé
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.

Pédale sans fil multifonctions

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.
- Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
- Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position

Bras double avec plateau double fixation support scialytique en OPTION



DETARTREUR SATELEC

Il permet d'obtenir une puissance diversifiée selon les applications.



Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité du traitement et d'augmenter le confort du patient.

VALEUR COMMERCIALE
€ 2.016
OFFERT

MICROMOTEUR À INDUCTION MCX LED BIEN AIR

Micromoteur à induction MCX pour la l'odontologie conservatrice classique, les préparations et la prophylaxie. Eclairage à LED.
 - Vitesse de rotation comprise entre 1 000 et 40 000 tr/min.
 - Couple : 2,5 Nw/cm.
 - 40 % plus court
 - 33 % plus léger
 - Avec contrôle électronique Smart Logic, pour une puissance constante et précise écarts de tension.



VALEUR COMMERCIALE
€ 2.600
OFFERT

Swiss Made
GARANTI 3 ANS



SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.

VALEUR COMMERCIALE
€ 427
OFFERT

PRIX CATALOGUE **€ 22.968**

PRIX FINAL **€ 13.920**

84 LOYERS MENSUELS À SEULEMENT € 219*

* TOUS LES PRIX S'ENTENDENT TTC. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.