

# XP4

**4** 2+2 ANNEES  
**EXTENSION DE GARANTIE**

**€ 960** TTC



## PROMO MASTER

### Console Dentiste

- Réglage indépendant de la puissance et des sprays de chaque instrument.
- Système de sécurité pour la sélection automatique des instruments.
- Dispositif Anti Rétraction Valve aux instruments.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
  - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
  - Allumage et extinction lampe scialytique,
  - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
  - Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position,
  - Contrôle de toutes les fonctions des instruments.
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Pose instruments en silicone.
- Tablette porte plateau sur bras articulé.

### Instrumentation

- Module avec seringue air - eau - spray.
- Module pour turbine à fibres optiques.
- Module avec micromoteur MCX LED à induction
- Détartreur Satelec

### Console Assistante

- Double bras articulé, réglable en hauteur.
- 1 canule pour aspiration chirurgicale et 1 canule pour aspiration pompe à salive.
- 2 logements pour instruments supplémentaires.
- Clavier à membrane pour le contrôle de:
  - Mouvement fauteuil et activation des programmes de ce dernier,
  - Allumage et extinction lampe scialytique,
  - Remplissage gobelet et lavage crachoir temporisés,
- Poignée de mouvement amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.

### Partie Crachoir

- Groupe crachoir au sol qui confère une grande stabilité à l'équipement dentaire.
- Cuvette avec porte-verre en céramique rotatif sur 180° amovible et pouvant être stérilisé en autoclave.
- Fontaine remplissage de verre amovible et pouvant être stérilisée en autoclave.
- Aspiration pré-équipée pour anneau humide ou liquide avec vanne de crachoir DURR intégré.
- Safespray

### Pedale Multifonctions

- Activation et réglage de la vitesse ou puissance des instruments.
- Activation spray et chip air.
- Activation des mouvements du fauteuil et de ses programmes.
- Activation des programmes automatiques de rinçage et retour à la dernière position.

### Fauteuil AG04XP

- Fauteuil électromécanique avec accoudoir gauche blanc.
- 4 mouvements guidés et 4 positions programmables.
- Mouvement du dossier avec Trendelenburg compensé.
- Tête avec double articulation.
- Sécurités anti-écrasement pour la base et le dossier.

### Éclairage à LED SW Maia

- Intensité lumineuse 35000 lux, température de couleur 5000° K.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.
- Rotation sur 2 axes

### ÉCLAIRAGE À LED SW MAIA

Avec la technologie à LED, l'équilibrage parfait du système de rotation, permet un excellent positionnement du faisceau lumineux. La définition précise du spot lumineux élimine l'éblouissement, et protège de la sorte les yeux de vos patients.

- Intensité lumineuse de 3.000 à 35.000 lux.
- Température de couleur 5.000 K.
- Dimensions spot lumineux 85 x170 mm.
- Rotation sur 2 axes.
- Réglage de l'intensité lumineuse.
- Avec parabole réfléchissante.
- Poignées amovibles et pouvant être stérilisées en autoclave.



VALEUR COMMERCIALE  
**€ 2.160**  
**OFFERT**

### DETARTEUR SATELEC OU EMS

Il permet d'obtenir une puissance diversifiée selon les applications.



Les mouvements linéaires de l'instrument et l'uniformité de la puissance de sortie permettent d'optimiser l'efficacité de traitement et d'augmenter le confort du patient.

VALEUR COMMERCIALE  
**€ 2.016**  
**OFFERT**

### MICROMOTEUR À INDUCTION MCX LED BIEN AIR

Micromoteur à induction MCX pour la l'odontologie conservatrice classique, les préparations et la prophylaxie. Éclairage à LED.

- Vitesse de rotation comprise entre 1 000 et 40 000 tr/min.
- Couple : 2,5 Nw/cm.
- 40 % plus court
- 33 % plus léger
- Avec contrôle électronique Smart Logic, pour une puissance constante et précise écarts de tension.



VALEUR COMMERCIALE  
**€ 2.600**  
**OFFERT**



### SAFESPRAY

Un récipient pressurisé qui requière l'utilisation d'eau distillée (éventuellement mélangée avec du désinfectant) destiné aux sprays de tous les instruments de la tablette praticien et de la seringue assistante.



VALEUR COMMERCIALE  
**€ 420**  
**OFFERT**

PRIX CATALOGUE **€ 35.820**

PRIX FINAL **€ 23.880**

**84 LOYERS MENSUELS À SEULEMENT € 363\***

\* TOUS LES PRIX S'ENTENDENT TTC. Fiches de présentation, taux et condition auprès de l'organisme de crédit.