

Eco⁺ | LINE

SINOL 2313 UP | 8.148,00€ TTC *

* Frais de port et d'installation non inclus

Guide des couleurs



UNIT PRINCIPAL


- Système de cordons fouets permettant plus de flexibilité de mouvement
- Panneau de commande sur tablette praticien et assistante
- Mémoires programmables
- Vannes électropneumatiques de haute qualité
- Système d'eau chaude intégré pour le porte-gobelets
- Système de cordon d'aspiration Cattani
- Équipement d'assistance rotatif pour le travail à 4 mains
- Crachoir rotatif en porcelaine, amovible et lavable
- Système d'eau bouteille ou réseau
- Scialytique LED

FAUTEUIL

- Moteurs électriques Linak
- Accoudoirs rabattables
- Tête articulée
- Joystick intégré au fauteuil



INCLUS



SOCO
Micromoteur
Pneumatique D-17M



SINOL
since 1965
Photopolymériseur
SINOL LED
inclus dans la tablette assistante



WOODPECKER
Détartreur
Woodpecker
UDS-N2



Siège S408
Règlage en hauteur du siège
et dossier



TABLETTE PRATICIEN

- Panneau multi-fonctions
- 1 Mémoire programmable
- Mémoire de dernière position
- Mémoire de position initiale
- Position de remise à Zéro fauteuil
- Freins pneumatiques pour bras fauteuil
- Bras à pantographe articulé
- Cordon fibré pour micromoteur électrique
- Seringue 3 fonctions
- Cordon fibré
- Régulateur de pression individuel pour l'eau et l'air



TABLETTE ASSISTANTE

- Scialytique à Polymériser LED
- Canule d'aspiration chirurgicale 16 mm
- Canule d'aspiration à salive 11mm
- Seringue 3 fonctions
- Panneau multi-fonctions
- Adapté au travail à 4 mains



PÉDALE

- Contrôle des instruments à air, eau
- Chip-blower intégré